

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Спектрометры эмиссионные «СПАС-05»

Назначение средства измерений

Спектрометры эмиссионные «СПАС-05» предназначены для измерений содержания различных элементов, входящих в состав металлов и сплавов в соответствии со стандартизированными и аттестованными методиками (методами) измерений.

Описание средства измерений

Принцип действия спектрометра эмиссионного «СПАС-05» (в дальнейшем спектрометр) основан на методе эмиссионного спектрального анализа, использующего зависимость интенсивности спектральных линий от содержания элемента в пробе.

Спектрометр «СПАС-05» по конструктивному исполнению является настольным прибором и состоит из системы возбуждения спектра, системы регистрации спектра, системы управления подачей аргона, а также встроенного компьютера. Баллон с аргоном высокой (спектральной) чистоты с объемной долей аргона не менее 99,998 %, соединен со спектрометром трубкой из полиэтилена высокого давления. К спектрометру подключаются монитор, клавиатура, мышь, источник бесперебойного питания. В модификации спектрометра СПАС-05 применяется вакуумный насос, соединенный со спектрометром вакуумным шлангом.

Проба, химический состав которой надо определить устанавливается на столик. Электрод через плату разрядника соединен с генератором. Величина промежутка между анализируемым образцом и электродом устанавливается при помощи специального калибра. Промежуток между образцом и электродом продувается потоком аргона высокой чистоты (чистота газа не менее 99,998%). Регулировка потока аргона осуществляется регулятором расхода газа (РРГ). Подача аргона на РРГ осуществляется через газовый клапан. К промежутку между вольфрамовым электродом и образцом прикладывается импульсное напряжение для зажигания периодического разряда униполярного искры, электрод всегда является анодом. Величина и форма напряжения и тока формируются генератором искры. Величина сопротивления в разрядном контуре генератора искры может меняться по команде от встроенного к корпус спектрометра компьютера. Система возбуждения спектра состоит из двух блоков, электрически соединённых между собой: генератора электрических импульсов и схемы разрядника.

Изображение искрового разряда фокусируется при помощи кварцевого конденсора на входную щель полихроматора, собранного по схеме Пашен-Рунге, где раскладывается в спектр при помощи дифракционной решетки. Диаметр круга Роуланда составляет 330 мм. Дифракционная решетка: 2100 штрихов/мм. Разложенный спектр регистрируется при помощи системы регистрации спектра на базе набора фотодиодных линейных приборов с зарядовой связью (ПЗС-сенсоров). Конструктивно полихроматор, дифракционная решетка и набор ПЗС-сенсоров располагаются на общем оптическом основании в корпусе спектрометра.

Спектрометры эмиссионные «СПАС-05» выпускаются в трех модификациях: «СПАС-05», «СПАС-05В», «СПАС-05А». Базовая модификация спектрометра «СПАС-05» снабжается вакуумным насосом, соединенным со спектрометром вакуумным шлангом через вакуумный клапан. Вакуумный насос создает в корпусе спектрометра разряжение достаточное для регистрации спектра в области вакуумного ультрафиолета. В модификации «СПАС-05А» для регистрации спектра в области вакуумного ультрафиолета используются инертные свойства аргона, для чего корпус спектрометра заполняется аргоном. Требуемое давление поддерживается с помощью РРГ, управляемого контроллером. Корпус спектрометра модификации «СПАС-05В» не является герметичным и заполнен атмосферным воздухом.



Система регистрации спектра служит для управления, преобразования в цифровой вид и обработки сигналов, получаемых с ПЗС-сенсоров. Система регистрации состоит из нескольких функциональных узлов, они размещены внутри спектрометра. ПЗС-сенсоры преобразуют оптический спектральный сигнал в электрический. Выходные сигналы всех ПЗС-сенсоров передаются на АЦП, затем в компьютер, встроенный в корпус спектрометра. Управление системой регистрации, обработка зарегистрированного спектра и вычисление концентраций химических элементов осуществляется встроенным в корпус спектрометра компьютером при помощи специально программного обеспечения SPAS. В целях предотвращения несанкционированного доступа внутрь спектрометра, его корпус опломбирован специальными фирменными наклейками.

Общий вид спектрометра эмиссионного «СПАС-05», обозначение места нанесения знака поверки представлены на рисунке 1.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа представлена на рисунке 2.

Место нанесения знака поверки




Рисунок 1 – Общий вид спектрометра эмиссионного «СПАС-05»

Места опломбирования прибора



Рисунок 2 – Схема пломбировки от несанкционированного доступа спектрометра эмиссионного «СПАС-05»

Программное обеспечение

Спектрометры эмиссионные «СПАС-05» оснащаются встроенным программным обеспечением SPAS, которое управляет работой спектрометра, отображает результаты, обрабатывает, передает и хранит полученные данные. Уровень защиты ПО SPAS от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует среднему уровню по Р 50.2.077-2014. Влияние ПО SPAS на метрологические характеристики спектрометров эмиссионных «СПАС-05» учтено при их нормировании. Идентификационные данные ПО SPAS приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО SPAS

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	SPAS
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 1.0.0.XX*
Цифровой идентификатор ПО	df 2a c8 ff 62 43 95 44 8e eb 90 fc bb 11 48 40 (файл <i>spl.exe</i> для версии 1.0.0.53)
Алгоритм цифрового идентификатора ПО	MD5
* версия ПО может иметь дополнительные цифровые суффиксы	

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Рабочий спектральный диапазон, нм - «СПАС-05» (вакуумный вариант) - «СПАС-05А» (аргонозаполненный вариант) - «СПАС-05В» (невакуумный вариант)	от 174 до 450 от 174 до 450 от 185 до 450
Спектральное разрешение, нм, не более	0,05
Пределы детектирования легирующих и примесных элементов при анализе сталей, %, не более - марганца - углерода, хрома, никеля - кремния	0,0005 0,0010 0,0020
Относительные СКО выходного сигнала спектрометра в режиме измерения относительных интенсивностей при анализе сталей, %, не более - в диапазоне массовых долей элементов от 0,0005 % до 0,01 включ., % - в диапазоне массовых долей элементов св. 0,010 % до 0,10 включ., % - в диапазоне массовых долей элементов св. 0,10 % до 1,0 включ., % - в диапазоне массовых долей элементов св. 1,0 % до 45,0 %	30 10 7,5 5,0

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Обратная линейная дисперсия (1-й порядок спектра), нм/мм, не более	1,44
Система возбуждения спектра (тип разряда - низковольтная униполярная искра в атмосфере аргона): – напряжение, В – частота, Гц – емкости, мкФ	300, 400, 500 200, 300, 400 2,2; 4,4
Система регистрации: – Фотоприемники – Размер фоточувствительной области ПЗС, мм – Минимальное время накопления спектра, с	7 фотодиодных ПЗС 30 × 0,2 0,001
Время измерения, с	20
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм, не более	690 × 500 × 420
Масса, кг, не более	50
Потребляемая мощность, В · А, не более, при горении искры, В · А, не более,	250 450
Электрическое питание: - напряжение, В, - частота, Гц	220 ⁺²² ₋₃₃ 50±2
Время установления рабочего режима, мин, не более,	20
Средний срок службы, лет	6



Наименование характеристики	Значение
Средняя наработка спектрометра на отказ, ч, не менее	4800
Условия эксплуатации: диапазон температуры, °С диапазон атмосферного давления, кПа относительная влажность при + 25 °С, %	от +15 до +25 от 84,0 до 106,7 не более 80

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации спектрометров эмиссионных «СПАС-05» методом компьютерной графики и на заднюю панель корпуса спектрометра в виде специальной таблички.

Комплектность средства измерений

Определяется заказом и отражается в паспорте на прибор; базовый комплект поставки спектрометров эмиссионных «СПАС-05» приведен в таблице 4.

Таблица 4 - Комплектность спектрометров эмиссионных «СПАС-05»

Наименование	Обозначение	Количество
Спектрометр эмиссионный «СПАС-05» (в зависимости от модификации)		1 шт.
Насос вакуумный со шлангом вакуумным длиной не менее 0,6 м (для модификации «СПАС-05»)		1 шт.
Монитор		1 шт.
Клавиатура		1 шт.
Манипулятор типа «Мышь»		1 шт.
Источник бесперебойного питания		1 шт.
Трубка ПЭВД или медная длиной не менее 1,5 м со штуцером для подачи аргона от баллона		1 шт.
Трубка ПЭВД, ПУ, ПП или ПЭ длиной не менее 1,5 м для отвода аргона		1 шт.
Комплект ЗИП		1 комплект
Программное обеспечение SPAS		1 диск
Паспорт	АКСП.415311.005 ПС	1 экз.
Руководство по эксплуатации	АКСП.415311.005 РЭ	1 экз.
Методика поверки	МП-242-2123-2017	1 экз.

Поверка

осуществляется по документу МП-242-2123-2017 «Спектрометры эмиссионные «СПАС-05» Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» «28» июня 2017 г.

Основные средства поверки: стандартные образцы состава сталей углеродистых и легированных ГСО 10504-2014 (комплект ИСО УГОк-УГ9к).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на боковую панель спектрометра, как показано на рисунке 1.



Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационной документации, а также:

ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального анализа»

ГОСТ 27611-88 «Чугун. Метод фотоэлектрического спектрального анализа»

ГОСТ 7727-81 «Сплавы алюминевые. Методы спектрального анализа»

ГОСТ 20068.1-79 – ГОСТ 20068.3-79 «Бронзы безоловянные. Методы спектрального и атомно-абсорбционного анализа»

ГОСТ 9716.1-79 – ГОСТ 9716.3-79 «Сплавы медно-цинковые. Методы спектрального анализа»

ГОСТ 7728-79 «Сплавы магниевые. Методы спектрального анализа»

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к спектрометрам эмиссионным «СПАС-05»

Технические условия ТУ 4434-005-27534057-2016

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Актив» (ООО «Актив»)

ИНН 7805608980

Адрес: Россия, 198096, г. Санкт-Петербург, Кронштадтская ул., д. 8, лит. А

Телефон\факс: (812) 783-42-88; телефон: (812) 337-50-49

Web-сайт: <http://www.activespectr.com>

E-mail: activ2@westcall.net

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева»

Адрес: Россия, 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 19

Телефон: (812) 251-76-01, факс: (812) 713-01-14

Web-сайт: <http://www.vniim.ru>

E-mail: info@vniim.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311541 от 23.03.2016 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии



С.С. Голубев

М.п.

« 27 » 11

2017 г.

