

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Многофункциональный измеритель качества воды


WMM-82



Версия 20141120.01



+7(495)274-07-00







ВВЕДЕНИЕ

Прочитайте данную инструкцию перед началом использования устройства. Это поможет Вам узнать о принципах его работы и сделает процесс использования устройства более комфортным. Прибор представляет из себя устройство со сменным выносным электродом, предназначенное для измерения следующих показателей качества воды:

- COND (электропроводность)
- TDS (количество растворенных твердых частиц)
- SALT (солесодержание)
- ТЕМР (температура).


ОСОБЕННОСТИ

- Встроенный микропроцессор позволяет выполнять измерения точно и быстро.
- Портативное брызгостойкое исполнение основного блока прибора.
- Наличие защитного силиконового бампера корпуса.
- Большой ЖК-дисплей с легкочитаемыми большими цифрами, позволяющий отображать одновременно один из основных показателей (COND, TDS, Salt) и значение температуры воды.
 - Функция автоматической АТС и ручной МТС температурной компенсации.
 - Индикатор разряда элемента питания.
 - Функция энергосбережения, выключающая устройство после 10-ти минут бездействия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Характеристики для измерения электропроводности (COND)
 - диапазоны измерений (разрешение)
 - 0.0 199.9 MKCM (0.1 MKCM)
 - 200 1999 мкСм (1 мкСм)
 - 2.00 19.99 MCM (0.01 MCM)
 - 20.0 100.0 MCM (0.1 MCM)
 - погрешность измерений ±2% от полной шкалы
 - температурная компенсация $0-50\,{}^{\circ}\mathrm{C}$
 - калибровка 0 мкСм, 84 мкСм, 1413 мкСм, 12.88 мСм, 80.0 мСм
- Характеристики для измерения количества растворенных твердых частиц (TDS)
 - диапазоны измерений (разрешение)
 - 0.0 131.9 ppm (0.1 ppm)
 - 132 1319 ppm (1 ppm)
 - 1.32 13.19 ppt (0.01 ppt)
 - 13.2 66.0 ppt (0.1 ppt)
 - погрешность измерений ±2% от полной шкалы
 - температурная компенсация $0-50\,^{\circ}\mathrm{C}$
- Характеристики для измерения солесодержания (Salt)
 - диапазоны измерений (разрешение)
 - 0.0 99.9 ppm (0.1 ppm)
 - 100 999 ppm (1 ppm)
 - 1.00 9.99 ppt (0.01 ppt)
 - 10.0 50.0 ppt (0.1 ppt)
 - погрешность измерений ±2% от полной шкалы
 - температурная компенсация $0-50\,^{\circ}\mathrm{C}$
- Характеристики для измерения температуры
 - диапазон измерений 0 110 °C
 - разрешение 0.1 °C
 - погрешность измерений ±0.2 + 1 цифра






2 +7(800)775-72-74





- Температурно-влажностный режим работы (хранения):
 - температура 0 +50°С (-10 +50°С)
 - влажность 0 85% (0 85%)
- Питание
 - 1х9В алкалайновая или никель-кадмиевая батарейка
 - адаптер постоянного тока от электросети 220В/50Гц (опционально)
- Bec
 - основной блок 165 г (вместе с элементом питания)
 - полный комплект 531 г
- Размеры
 - основной блок $120 \times 80 \times 35$ мм
 - упаковка $255 \times 220 \times 55$ мм





КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Основной блок измерителя 1 шт
- Электрод EC/TDS для измерения электропроводности, количества растворенных твердых частиц и солесодержания - 1 шт
- Температурный электрод 1 шт
- Присоска с крючком 1 шт
- 5. Силиконовый бампер корпуса - 1 шт
- 6. Калибровочный раствор 1413мкСм 50мл - 1 шт
- 7. Калибровочный раствор 12.88мСм 50мл - 1 шт
- 8. Элемент питания 9В - 1 шт
- 9. Упаковочная коробка - 1 шт
- 10. Руководство пользователя - 1 шт.


ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ (см. Рис.1)

- Индикатор выбранного режима измерений
- 2. Основные показания
- 3. Индикатор режима калибровки
- 4. Индикатор ошибки калибровки
- 5. Индикатор разряда элемента питания
- 6. Показания температуры
- 7. Индикатор автоматической/ручной температурной компенсации
- 8. Единица измерений

ОПИСАНИЕ ОСНОВНОГО УСТРОЙСТВА (см. Рис.

2)

- 1. Дисплей
- 2. Клавиша управления питанием и калибровкой
- 3. Клавиша «Вверх»
- 4. Разъем температурного электрода
- 5. Разъем электрода EC/TDS
- 6. Разъем подключения адаптера питания от бытовой электросети (опционально)
- 7. Клавиша «Вниз»
- 8. Клавиша переключения режимов измерений











3

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ



Однократные нажатия этой клавиши производят включение и выключение устройства. Для перехода в режим калибровки нажмите и ужерживайте эту клавишу в течении 3-х секунд.



Если к устройству подключен температурный электрод, включается режим автоматической температурной компенсации АТС. При отключенном температурном электроде компенсация производится в ручном режиме МТС. В этом случае увеличение или уменьшение значения температуры производится этими клавишами.



Однократные нажатия этой клавиши производят переключение между режимами измерений (PH/ORP). Нажмите и ужерживайте эту клавишу в течении 3-х секунд в соответствующем режиме измерений для переключения между доступными для режима единицами измерений.

РАБОТА С ПРИБОРОМ

Подготовка к работе

- Если элемент питания не установлен в устройство, снимите защитный бампер с корпуса устройства. Откройте крышку батарейного отсека.
- 2. Установите элемент питания в батарейный отсек в соответствии с полярностью.
- 3. Закройте крышку батарейного отсека. Наденьте защитный бампер на корпус.
- 4. При наличии блока питания от электросети (приобретается дополнительно), подключите разъем блока питания к разъему основного блока (см. п.6, Рис.2). Воткните блок питания в розетку бытовой электросети.
- 5. Снимите защитный колпачок с EC/TDS электрода и подключите электрод к устройству.
- 6. Промойте электрод EC/TDS в чистой водопроводной или дистиллированной воде и промокните электрод салфеткой для удаления капель.
- 7. Подключите к устройству температурный электрод.
- Нажмите кнопку 8.

для включения прибора.


Калибровка COND, TDS, Salt (электропроводности, количества растворенных твердых частиц и солесодержания)


- Убедитесь, подсоединен ли EC/TDS электрод для измерения электропроводности, количества растворенных твердых частиц и солесодержания к устройству. Снимите защитный колпачок.
- Поместите электрод для измерения электропроводности, количества растворенных твердых частиц и солесодержания, а также температурный электрод в калибровочный раствор 1413 мкСм, немного помешайте электродами

в растворе и дождитесь, когда показания на экране стабилизируются. Нажмите и удерживайте клавишу 3-х секунд для перехода в режим калибровки. На дисплее появится значок САL и начнет мигать значение 1413. После того, как значение перестанет мигать и появятся надписи "SA" а затем "End", калибровка будет завершена и устройство перейдет в режим измерений.

- Если электрод находится в воздухе и не опущен в какой либо раствор, на дисплее должно быть отображено значение 0. Если это не так, откалибруйте устройство по воздуху аналогичным п.2 способом.
- Калибровка с использованием калибровочного раствора 12.88 мСм имеет смысл, если требуется производить измерения в растворах с высокой электропроводностью.
- Индикатор **COND** должен высвечиваться автоматически при нахождении устройства в режиме калибровки. 5.
- 6. Если вместо надписи "SA" на дисплее появится надпись "Err", то калибровка не удалась.
- 7. Допустимы следующие точки калибровки: 0 мкСм, 84 мкСм, 1413 мкСм, 12.88 мСм, 80.0 мСм.











ИЗМЕРЕНИЕ

Измерение COND, TDS, Salt (электропроводности, количества растворенных твердых частиц и солесодержания)

- 1. Подключите к устройству электрод EC/TDS для измерения электропроводности, количества растворенных твердых частиц и солесодержания. Снимите защитный колпачок с электрода.
- 2. Используйте клавишу для выбора режима измерений **COND**, **TDS** или **SALT**.
- 3. После калибровки промойте электрод в чистой водопроводной или дистиллированной воде и промокните электрод салфеткой для удаления капель.
- 4. Поместите электрод для измерения электропроводности, количества растворенных твердых частиц и солесодержания и температурный электрод в проверяемый раствор для измерения.
- 5. Немного помешайте электродами в растворе и дождитесь, когда показания на экране стабилизируются.
- 6. Если на дисплее будет отображено "____" вместо показаний, это означает что полученные значения лежат вне диапазона измерений прибора.
- 7. После измерений промойте электроды в чистой водопроводной или дистиллированной воде и промокните электрод салфеткой для удаления капель. Никогда не прикасайтесь к поверхности самого сенсора.
- 8. Наденьте на электрод колпачок с дистиллированной водой. Колпачок всегда должен иметь достаточный уровень дистиллированной воды для сохранения электрода во влажном состоянии. Никогда не применяйте для электрода для измерения электропроводности, количества растворенных твердых частиц и солесодержания жидкость для хранения электродов. Это может вывести его из строя.

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

- 1. Если заряд элемента питания станет слишком низким для работы прибора, на дисплее появится соответствующий индикатор (см. п.5, Рис.1). Это означает, что элемент питания пора заменить на новый.
- 2. Снимите защитный бампер с корпуса устройства. Откройте крышку батарейного отсека и извлеките элемент питания.
- 3. Вставьте новый элемент питания в батарейный отсек в соответствии с полярностью.
- 4. Закройте крышку батарейного отсека. Наденьте защитный бампер на корпус.

ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИБОРА

- 1. Своевременно производите калибровку устройства для достижения максимально точных результатов.
- 2. Прибор требуется хранить и использовать в сухом помещении, защищенном от высокой влажности и пыли.
- 3. Не используйте устройство в условиях высоких температур и влажности.
- 4. При попадании на прибор влаги или грязи немедленно удалите их с помощью мягкого материала, не вызывающего царапин на поверхности.
- 5. Содержите электроды в чистом состоянии.
- 6. Храните электроды с надетым на них защитными колпачками. Для EC/TDS электрода не забывайте следить за уровнем дистиллированной воды в защитном колпачке.
- 7. При выходе электродов из строя производите их замену на новые.
- 8. Своевременно производите замену элемента питания. Извлекайте элемент питания из устройства, если длительное время его не используете. Это обезопасит устройство от повреждения в случае порчи элемента питания.





5