

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ



ДЛЯ ЭКОЛОГИИ И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ

# **МОДУЛЬ ПРОТОЧНО- НАЛИВНОЙ МПН-901/903**

*Паспорт*

**ВР24.03.200ПС**

**г. Нижний Новгород 2015 г.**

ООО «ВЗОР» будет благодарно за любые предложения и замечания, направленные на улучшение качества изделия.

При возникновении любых затруднений при работе с изделием обращайтесь к нам письменно или по телефону.

почтовый адрес	603000 г. Н.Новгород, а/я 80
телефон/факс	(831) 229-65-30, 229-65-50 412-29-40, 412-39-53
E-mail:	market@vzor.nnov.ru
http:	//www.vzor.nnov.ru
директор	Киселев Евгений Валентинович
гл. конструктор	Родионов Алексей Константинович
зам. гл. конструктора	Крюков Константин Евгеньевич
зам. директора по маркетингу	Олешко Александр Владимирович
начальник отдела маркетинга	Пучкова Ольга Валентиновна

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

В изделия допускаются незначительные конструктивные изменения, не отраженные в настоящем документе и не влияющие на технические характеристики и правила эксплуатации.

**СОДЕРЖАНИЕ**

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.....	4
2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.....	4
2.1 Наименование и обозначение изделия.....	4
2.2 Информация об изготовителе.....	4
2.3 Основные технические данные.....	4
2.4 Сведения о содержании драгоценных материалов.....	4
3 КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	5
4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	5
5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ.....	6
6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	6
7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	7
7.1 Эксплуатационные ограничения.....	7
7.2 Сведения о рекламациях.....	7
8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.....	7

## 1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации на модуль проточно-наливной МПН-901/903 (в дальнейшем – модуль) ВР24.03.200РЭ.

1.2 При передаче модуля в гарантийный ремонт паспорт ВР24.03.200ПС передается вместе с модулем.

## 2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

### 2.1 Наименование и обозначение изделия

Модуль проточно-наливной МПН-901/903 ВР24.03.200.

№ \_\_\_\_\_

Дата изготовления « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
(число) (месяц)

### 2.2 Информация об изготовителе

Общество с ограниченной ответственностью «ВЗОР» (ООО «ВЗОР»).

Юридический адрес: 603009, РФ, г. Нижний Новгород,  
ул. Героя Елисеева, д. 7, кв. 24.

Почтовый адрес: 603000, РФ, г. Нижний Новгород, а/я 80.

Фактический адрес: 603003, РФ, г. Нижний Новгород,  
ул. Заводской парк, 33.

Телефон/факс (831) 229-65-30, 229-65-50, 229-62-98.

E-mail: market@vzor.nnov.ru

http: //www.vzor.nnov.ru

### 2.3 Основные технические данные

Основные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации ВР24.03.200РЭ.

### 2.4 Сведения о содержании драгоценных материалов

В конструкции модуля драгоценные материалы отсутствуют.

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки модуля соответствует таблице 3.1.

Таблица 3.1

Наименование	Обозначение	Количество
1 Модуль проточно-наливной МПН-901/903	ВР24.03.200	1
2 Комплект монтажных частей:	ВР24.03.250	1
– переходник 8/9 – 10/11/12 – 1 шт.;	ВР11.07.002	
– заглушка – 1 шт.;	ВР24.03.251	
– трубка ПВХ СТ-18 (подводящая) Ø <sub>внутр.</sub> 7×1,5; L = 500 мм – 1 шт.;	–	
– трубка ПВХ СТ-18 (сливная) Ø <sub>внутр.</sub> 10×2; L = 500 мм – 1 шт.	–	
3 Комплект запасных частей:	ВР24.03.270	1
– втулка – 1 шт.;	ВР24.03.204	
– кольцо резиновое уплотнительное типоразмера 020-023-19 – 1 шт.;	–	
по ГОСТ 9833-73		
– трубка силиконовая – 1 шт.;	–	
Ø <sub>внутр.</sub> 6×1; L = 10 мм		
– трубка силиконовая – 2 шт.	–	
Ø <sub>внутр.</sub> 12×1; L = 10 мм		
4 Руководство по эксплуатации	ВР24.03.200РЭ	1
5 Паспорт	ВР24.03.200ПС	1

### 4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие модуля требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в руководстве по эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия, поставляемого по территории Российской Федерации, – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента отгрузки со склада предприятия-изготовителя (с учетом замены изделий с ограниченным ресурсом и расходных материалов).

4.3 Гарантийный срок эксплуатации изделия, поставляемого на экспорт, – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки со склада предприятия-изготовителя (с учетом замены изделий с ограниченным ресурсом и расходных материалов).

4.4 Изготовитель обязан в течение гарантийного срока бесплатно ремонтировать изделие при выходе его из строя, либо при ухудшении технических характеристик не по вине потребителя.

4.5 В гарантийный ремонт принимаются изделия в упаковке, обеспечивающей сохранность изделий при их транспортировании и хранении, в комплекте с настоящим паспортом и оригиналом рекламации.

4.6 Гарантийные обязательства прекращаются при:

- нарушении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия, установленных в руководстве по эксплуатации;
- механических повреждениях.

4.7 Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы и детали с ограниченным ресурсом, подверженные износу при нормальной эксплуатации модуля:

- трубки ПВХ СТ-18;
- трубки силиконовые;
- кольцо резиновое уплотнительное;
- втулки для установки электродов.

## 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Модуль проточно-наливной МПН-901/903 № \_\_\_\_\_  
упакован ООО «ВЗОР» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

\_\_\_\_\_

должность

\_\_\_\_\_

личная подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

## 6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль проточно-наливной МПН-901/903 № \_\_\_\_\_  
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

*Начальник ОТК*

М.П.

\_\_\_\_\_

личная подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

## **7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

### **7.1 Эксплуатационные ограничения**

При использовании модуля по назначению:

- оберегать модуль от ударов;
- не применять при техническом обслуживании модуля органические растворители, разрушающие материал оргстекло ТОСП;
- хранить при отсутствии пыли, паров кислот и щелочи, агрессивных газов и других вредных примесей, разрушающих материал составных частей модуля.

### **7.2 Сведения о рекламациях**

7.2.1 В случае выявления неисправности в период гарантийного срока потребитель должен предъявить рекламацию по адресу:

E-mail: service@vzor.nnov.ru  
Телефон/факс: (831) 229-68-44  
Почтовый адрес: 603000 г. Н. Новгород, а/я 80, ООО «ВЗОР».

7.2.2 В случае обнаружения некомплектности при получении модуля потребитель должен предъявить рекламацию по адресу:

E-mail: market@vzor.nnov.ru  
Телефон/факс: (831) 229-65-30, 412-39-53  
Почтовый адрес: 603000 г. Н. Новгород, а/я 80, ООО «ВЗОР».

7.2.3 Рекламация предъявляется письменно с указанием неисправности или некомплектности.

## **8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

Модули, признанные не соответствующими технической документации, пришедшие в негодность в период эксплуатации (транспортирования, хранения, использования по назначению) и не подлежащие ремонту, утилизируются в установленном порядке.