

"Композит на гелевой основе для восстановления поврежденных кожных покровов при ранах различной этиологии – «BEZRAN».

Не является лекарственным средством.

Форма выпуска: туба пластиковая 50 мл.

Состав: бутилгидрокситолуол, L-карнозин, коллоидное серебро нулевой валентности, карбомер 974, лецитин, триэтаноламин, вода.

Область применения: военно-полевая хирургия, ортопедия и травматология, в клинике и быту для лечения ран различной этиологии.

Рекомендации по применению: равномерно наносить композит на проблемные участки кожи тонким слоем 1 раз в сутки.

Продолжительность приема: до получения стойкого положительного эффекта.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов композита.

Дата изготовления: указана на упаковке

Срок годности: указан на упаковке

Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 3 до 30°C.