

Таблица совместимости моделей штативов с модификациями вискозиметров ВЗ*

	Модели штативов	Модификации вискозиметров ВЗ
	<p>Штатив-тренога из анодированного алюминия со встроенным пузырьковым уровнем</p>	<p>ВЗ-246 (исполнение 1) ВЗ-DIN ВЗ-FORD</p>
	<p>Штатив-тренога из анодированного алюминия с покровным стеклом для удаления излишков жидкости с пузырьковым уровнем</p>	<p>ВЗ-246 (исполнение 2) ВЗ-DIN ВЗ-FORD</p>
	<p>Штатив-стойка с чугунным основанием и пластиковым кольцевым держателем со встроенным пузырьковым уровнем</p>	<p>ВЗ-246 (исполнение 1) ВЗ-246 (исполнение 2) ВЗ-DIN ВЗ-FORD</p>
	<p>Штатив-стойка из нержавеющей стали со встроенным пузырьковым уровнем и стальным приемным сосудом</p>	<p>ВЗ-246 (исполнение 1) ВЗ-246 (исполнение 2) ВЗ-DIN ВЗ-FORD</p>
	<p>Штатив-тренога с термокожухом из анодированного алюминия с покровным стеклом для удаления излишков жидкости с пузырьковым уровнем</p>	<p>ВЗ-246 (исполнение 2) ВЗ-DIN ВЗ-FORD</p>

* штатив не входит в комплектацию вискозиметра ВЗ и заказывается дополнительно