

Система хранения

■ Система хранения GFL имеет гибкую структуру. Применение выдвижных ящичков для коробок, планшетов для микротитрации и планшетов с глубокими лунками позволяет достичь оптимального использования полезного объема. Это снижает затраты на каждую размещенную на хранение пробу.

Выдвижные ящички изготовлены из нержавеющей стали, имеют малый вес и просты в использовании. Их использование обеспечивает обзорное и надежное хранение всех образцов материала.

Объем коробок для хранения проб можно менять в зависимости от потребностей. Коробки изготовлены из картона с водоотталкивающим покрытием. Для каждой коробки предлагаются три разных типа разделительных перегородок. ►

Коробки (130 x 130 мм), входят в программу системы хранения GFL:
6970 (высота 50 мм) и
6980 (высота 75 мм)



Выдвижные ящички входят в программу системы хранения GFL для коробок, планшетов для микротитрации и планшетов с глубокими лунками

Внутренние перегородки для коробок 6970 и 6980

- № для заказа 6971/Решетка 10 x 10
для 100 пробирок Ø 11 мм/размер ячейки 12x12 мм
- № для заказа 6972/Решетка 8 x 8
для 64 пробирок Ø 14 мм/размер ячейки 15x15 мм
- № для заказа 6973/Решетка 7 x 7
для 49 пробирок Ø 16 мм/размер ячейки 17x17 мм

